

Mit Chromstahl erfolgreich einrichten in Spital und Labor

Hygiene und Ergonomie stehen im Spital- und Laborbau an vorderster Stelle. Chromstahl-Einrichtungen des Herstellers **RAMETALL** erfüllen die besonderen Anforderungen in jeder Hinsicht. Konstruktiv durchdachte Normmöbel zusammen mit objektbezogenen Anlagenteilen führen zu optimierten Arbeitsplätzen.



Packzone Zentralsterilisation mit höhenverstellbaren Tischen – Mittelsäulenkonzept und Medienkanal.

Die Vorteile solcher Einrichtungen liegen auf der Hand:

Chrom-Nickel-Stahl steht für:

- Hygiene
- Langlebigkeit
- leichte Reinigung
- desinfektionsmittelbeständig
- 100 Prozent wiederverwertbar
- Nachhaltigkeit

Vielfältige Lösungen sind in den verschiedensten Bereichen im Einsatz. Die Chromstahleinrichtungen eignen sich sowohl für den Spitalneubau als auch für Sanierungen. OP-Vorbereitung, Sterilisation, Ausguss-



Ausgussraum mit Steckbeckenreinigung.



Zone Vorreinigung Zentralsterilisation.

räume, Waschräume, Stationsküchen, bei **RAMETALL** gibt es für fast alle planerischen Ansprüche geeignete Ausführungen.

Die Zentralsterilisation ist ausgerüstet mit höhenverstellbaren Packtischen und modularen Möblierungen. In den Reinigungszonen sind geeignete Armaturen und Spülen eingebaut. Die Medienzuführung für aufbereitetes Wasser und Desinfektionsmittel sowie Druckluftanschlüsse werden über Zentral- und Mittelsäulen, aber auch durch Rück- und Mittelwände erschlossen.

Am Beispiel höhenverstellbarer Packtisch zeigt sich das innovative Konzept für die vereinfachte Flurreinigung. Durch den Mittelsäulenaufbau können gesockelte Unterbau-Möblierungen verbaut werden. Es entfallen die lästigen Tischbeine, die der Reinigung hinderlich sind. Genauso komfortabel und stabil ist der Packtisch mit seiner Antriebsauslegung in der Mittelsäule: Äusserst elegant, langlebig und wartungsfrei mit ansprechendem Verstelltempo.

Die Ausrüstung mit Systemeinheiten für Medikamentenbereitstellung, Lagerung o. Ä. können sowohl in hohen Wandschränken als auch im Unterbau vorgesehen werden.

Im Ausgussraum wird bevorzugt der runde Hospital-Ausguss mit Randspülung verwendet und der Steckbeckenspüler in der Chromstahlnische integriert.

In der OP-Vorbereitung lassen sich die Einrichtungen mit geeigneten Chromstahlmöblierungen und Tischen effizient umsetzen

RAMETALL

RAMETALL

Ramseier & Ammann

Aspstrasse 4

CH-8154 Oberglatt

Tel. +41 (0)44 850 66 44

Fax +41 (0)44 850 67 00

info@rametall.ch

www.rametall.ch